



# VIelfältige und TRICK-REICHE PFLEGESYSTEME

**Ziele: Leichte und sichere Pflege der Tiere durch den Züchter**

A. Turlot, CRA-W



## Gründe des Züchters für den Einsatz des Tricks

Lösung eines technischen Problems



Lösung eines Hindernisses



Einsparungen



Erhöhung der Wirksamkeit



Erhöhung der Sicherheit



Arbeitserleichterung



Klauen-  
pflage-  
stand

Barrieren zur optimalen  
Mobilität der Tiere



• Gitter zum Festhalten der Tiere zwecks Pflege oder Einsatz des Tierarztes

• Zwangslaufgang über die Desinfektionsmatte

### Einige Vorteile dieser Fangeinrichtungen:

- Arbeitersparnis
- Einmann-Pflege der Tiere ohne Halteseile
- Sicherheit der Pflegearbeiten für Mensch und Tier
- Arbeitserleichterung für den Tierarzt
- Verwendungsmöglichkeit für einen ausgedienten Melkstand

### 1. Die Klauenpflege

Am « Ende des Ganges » findet man den « Pflegestand », die Kuh kennt den Weg und geht diesen alleine ohne getrieben zu werden. Hier kann die Klauenpflege problemlos durchgeführt werden.



Vorsicht bei der Auswahl des Pflegestand und der Anbringungsstelle (Bewegung der Tiere, Helligkeit, Komfort ...).

### Technik/Kompetenzen

+++

### Zeitverlauf des Einsatzes

+++

### Kosten

+++





**Der Familienbetrieb Frauenkron wird von zwei Brüdern betrieben, Milchviehzüchter aus der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.**

## 2. Pflege der Tiere

Der alte Melkstand (5 Plätze) ist verstärkt und so eingerichtet worden, dass die Tiere von vorne und von hinten gepflegt werden können. Dieser Stand wird wenigstens alle 30 Tage zur Überprüfung der Fruchtbarkeit verwendet.



Ein in der greifbaren Nähe stehender Schrank mit Pflegegeräten steht parat.



Ein Betonteil in L-Form erlaubt:

- Die Trennung von der eingestreuten Bucht
- Einen um 10 cm erhöhten Stand für den Tierarzt zwecks Erleichterung der Interventionen.



Ein hochgestellter Behälter dient als Ablage für Schreibstifte, Blätter ... und hält die Hände frei.



Bedeckung des Spaltenbodens mit gelöcherten Fliesen:

- Vermeidet das Ausrutschen der Tiere (Rillen)
- Geräte und Instrumente fallen nicht in die Güllegrube



„Wir brauchen nur 2 - 3 Stunden für die Blutabnahmen der gesamten Herde (+/- 200 Milchkühe). Der Tierarzt hatte für diese Arbeit einen ganzen Tag vorgesehen.“

Die Kühe kennen das System, sie bewegen sich stressfrei und brauchen nicht getrieben zu werden.

**Anwendung dieser trickreichen Standes:** Überwachung der Fruchtbarkeit, Blutabnahmen, Impfungen, Reinigung der Euter, Abbrennen der Haare, Schur ...

## 3. Desinfizier-Fußmatte:

Alle 2 Wochen geht jede einzelne Tiergruppe über diese Matte.

## 4. Leichtes Umtreiben der Tiere

Die Türen der Durchgänge erlauben das Fangen der Tiere. Durch einen elektrisch angetriebenen Mechanismus, der auch die Tiere treibt, heben sich die Barrieren mühelos zwecks Durchlass der Kühe zum Warteplatz.



Boxen mit Warte-Stroh-platz



Mechanismus zum Heben der Barrieren.

**Beachtung der Bewegungsabläufe:** Breite der Gänge, Orientierung, Helligkeit ...

**Wettbewerb «Tricks und Kniffe» 2016**